



Lieferumfang:

- ① 2 St. Aufnahme für Rückendrehpunkt
- ② 2 St. Sitzbefestigung vorne
- ③ 1 Set Sitzbefestigung hinten
- ④ 1 St. Motorchassis 1-Sitzer
- ⑤ 1 St. Befestigungsträger für Motor
- ⑥ 9 St. Schnellbefestiger
- ⑦ 8 St. Ku-Scheibe
- ⑧ 2 St. Scharnier
- ⑨ 2 St. Gelenk
- ⑩ 1 St. Motor
- ⑪ 1 St. Bolzen

separat sind zu bestellen:

- * ⑫ 1 St. Querträger

parts delivered:

- ① 2 pcs. holding device for back turning point
- ② 2 pcs. front seat mounting bracket
- ③ 1 Set rear seat mounting assembly
- ④ 1 pce. motor chassis 1-seaters
- ⑤ 1 pce. mounting support, motor
- ⑥ 9 pcs. quick fixing
- ⑦ 8 pcs. plastic washer
- ⑧ 2 pcs. hinge
- ⑨ 2 pcs. hinge
- ⑩ 1 pce. motor
- ⑪ 1 pce. bolt

to be ordered separately:

- * ⑫ 1 pce. crossbar

Das Elektrozubehör ist separat zu bestellen!

Electrical components are to be ordered separately!

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| article Beschlag für Longchair motorisch fitting for longchair by motor | | B=785 | freeline longchair | | article-no. Index 000 |
| Tel.: +49 521 9417-0 info@ferdinand-lusch.de | | date/name 04.12.2015/Bu | name Tw | name 15.12. 15 | AA 52-19 |